



schweizerisches implantat-register  
registre suisse des implants



# Guide d'utilisation simple pour l'exportation

---


V1.0 août 2020

## Exportation simple par formulaires

### Introduction

L'exportation simple par formulaires est une fonction qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches et d'exporter les résultats des formulaires disponibles.

La fonctionnalité d'exportation simple peut être évaluée à partir du menu déroulant comme le montre la capture d'écran ci-dessous ou en cliquant sur l'icône "Exportation de données" du tableau de bord.



Les résultats des recherches sont basés sur le lieu où l'utilisateur s'est connecté.

Si un utilisateur se connecte au niveau de la clinique, les résultats affichés seront ceux disponibles au niveau de la clinique et des départements de la clinique. Si l'utilisateur se connecte au niveau d'un service, il ne verra que les résultats du service auquel il est connecté.

### Formulaires disponibles

Les formulaires disponibles pour effectuer les recherches sont les suivants :

#### Pour les utilisateurs de SIRIS Spine

1. Chirurgie SIRIS Spine

If you register only SIRIS Spine content and no additional Spine Tango forms, you will only have one form - Surgery SIRIS Spine - to perform the search or export.


#### Pour les utilisateurs de SIRIS Spine + Spine Tango

1. Chirurgie SIRIS + Tango
2. Chirurgie 2017
3. Chirurgie 2017 avec supplément pour les traumatismes
4. Chirurgie 2011
5. Chirurgie 2006
6. Chirurgie 2005
7. Mise en scène 2011
8. Mise en scène 2006
9. Mise en scène 2005

10. Conservateur 2018
11. Suivi 2017
12. Suivi 2011
13. Suivi 2006
14. Suivi 2005
15. COMI chirurgicale lombaire
16. COMI chirurgical du cou
17. COMI conservateur du bas du dos
18. Conservateur du cou COMI
19. COMI bas du dos - ligne de base
20. COMI bas du dos - 1 an après l'opération chirurgicale
21. COMI bas du dos - post op
22. Cou de COMI - ligne de base
23. Cou de COMI - 1 an après l'opération
24. Cou de COMI - post op
25. EuroQol-3D
26. ODI
27. NDI
28. les maladies concomitantes des patients

## Critères de recherche

Pour effectuer une recherche sur l'un des formulaires, les dates clés doivent être saisies dans la section prévue à cet effet



Simple export by forms

Enter Key Date Between Filters

01/01/2019 and 31/12/2019

| Summary | Searches                                  |
|---------|---|
| ▶       | 1. Surgery SIRIS - Filter by Surgery date |

Les dates clés sont la fourchette de dates utilisée pour effectuer les recherches. Le type de date utilisé pour la recherche dans chacun des formulaires varie. Lors de la sélection d'un formulaire à exécuter, les dates clés qui s'appliquent au formulaire sélectionné sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

### SIRIS Spine

| Nr | Nom du formulaire       | Jour de référence   |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1  | Chirurgie SIRIS + Tango | Date de l'opération |

### SIRIS Spine et Tango

| Nr | Nom du formulaire | Jour de référence |
|----|-------------------|-------------------|
|----|-------------------|-------------------|

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1  | Chirurgie SIRIS + Tango                               | Date de l'opération |
| 2  | Chirurgie 2017  | Date de l'opération |
| 3  | Chirurgie 2017 avec supplément pour les traumatismes  | Date de l'opération |
| 4  | Chirurgie 2011  | Date de l'opération |
| 5  | Chirurgie 2006  | Date de l'opération |
| 6  | Chirurgie 2005  | Date de l'opération |
| 7  | Mise en scène 2011                                    | Date de l'opération |
| 8  | Mise en scène 2006                                    | Date de l'opération |
| 9  | Mise en scène 2005                                    | Date de l'opération |
| 10 | Conservateur 2018                                     | Date de thérapie    |
| 11 | Conservateur 2011                                     | Date de thérapie    |
| 12 | Suivi 2017  | Date de suivi       |
| 13 | Suivi 2011  | Date de suivi       |
| 14 | Suivi 2006  | Date de suivi       |
| 15 | Suivi 2005  | Date de suivi       |
| 16 | COMI chirurgicale lombaire                            | Date d'évaluation   |
| 17 | COMI chirurgical du cou                               | Date d'évaluation   |
| 18 | COMI conservateur du bas du dos                       | Date d'évaluation   |
| 19 | Conservateur du cou COMI                              | Date d'évaluation   |
| 20 | COMI bas du dos - ligne de base                       | Date d'évaluation   |
| 21 | COMI bas du dos - 1 an après l'opération chirurgicale | Date d'évaluation   |
| 22 | COMI bas du dos – post op                             | Date d'évaluation   |
| 23 | COMI du cou - ligne de base                           | Date d'évaluation   |
| 24 | COMI bas du dos - 1 an après l'opération chirurgicale | Date d'évaluation   |
| 25 | COMI du cou – post op                                 | Date d'évaluation   |
| 26 | EuroQol-3D  | Date de l'examen    |
| 27 | ODI   | Date de l'examen    |
| 28 | NDI   | Date de l'examen    |
| 29 | les maladies concomitantes des patients               | Date de l'examen    |

Une fois qu'une plage de dates a été sélectionnée, cliquez sur le bouton "Exécuter" (encadré ci-dessous) pour obtenir le formulaire nécessaire à l'exécution de la recherche.

| Summary   | Searches   |
|---|--|
|  |  1. Surgery 2017 - Filter by Surgery date                     |
|  |  2. COMI low back surgical - Filter by Date of evaluation     |
|  |  3. COMI neck surgical - Filter by Date of evaluation         |
|  |  4. COMI low back conservative - Filter by Date of evaluation |

Une fois la recherche terminée, un numéro sera affiché à côté du formulaire avec les résultats trouvés.

**Simple export by forms**

Enter Key Date Between Filters  
 and

| Summary | Searches                                 |
|---------|--|
| ▶ 6     | 1. Surgery 2017 - Filter by Surgery date |

Pour relancer votre recherche d'un autre formulaire en utilisant la même plage de dates, cliquez sur le bouton "Lancer" à côté du formulaire requis et les résultats s'afficheront.

**Simple export by forms**

Enter Key Date Between Filters  
 and

| Summary | Searches   |
|---------|--|
| ▶ 6     | 1. Surgery 2017 - Filter by Surgery date                 |
| ▶ 5     | 2. COMI low back surgical - Filter by Date of evaluation |

Si aucun résultat n'est obtenu, le nombre "zéro" sera affiché.

**Simple export by forms**

Enter Key Date Between Filters  
 and

| Summary | Searches   |
|---------|--|
| ▶ 6     | 1. Surgery 2017 - Filter by Surgery date                 |
| ▶ 5     | 2. COMI low back surgical - Filter by Date of evaluation |
| ▶ 0     | 3. COMI neck surgical - Filter by Date of evaluation     |

Si l'intervalle de dates est modifié, les résultats seront effacés et les recherches devront être relancées avec les nouvelles dates. Les résultats affichés sont toujours basés sur les dates clés spécifiées lors de l'exécution de la recherche.

### Exportation des résultats

Pour exporter les résultats de tout formulaire ayant fait l'objet d'une recherche, cliquez sur le bouton d'exportation situé à côté du nombre de résultats.

**Simple export by forms**

Enter Key Date Between Filters  
  and  

| Summary |   | Searches   |
|---------|---|--|
| ▶ 6     |  | 1. Surgery 2017 - Filter by Surgery date                 |
| ▶ 5     |  | 2. COMI low back surgical - Filter by Date of evaluation |
| ▶ 0     |  | 3. COMI neck surgical - Filter by Date of evaluation     |

Un fichier zippé sera créé avec les résultats de votre recherche et téléchargé sur votre appareil.



L'exportation est fournie au format csv, les données cliniques et les données relatives aux composants étant exportées dans deux tableaux distincts. Le fichier csv peut ensuite être édité sous forme de données textuelles dans Excel ou d'autres programmes similaires.